



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

<b>Código:</b> <b>TI – 064/2021</b>	<b>Data de Emissão:</b> 30/07/2021	<b>Próxima Revisão:</b> 26/01/2022	<b>Versão Nº</b> <b>2.0</b>	<b>Páginas:</b> 1 de 7
--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

### TESTANDO ENVIO DE MENSAGEM DO RESULTADO DE EXAME

#### 1. Definição:

Testar se ao realizar o processo de liberar exame a mensagem será enviada corretamente ao cliente.

#### 2. Objetivos:

Envio correto da mensagem ao cliente quando exame for liberado.

#### 3. Indicação:

Utilizar quando quiser ter certeza de que o envio de mensagem para o cliente após a liberação do exame está funcionando.

#### 4. Profissionais responsáveis pela execução do procedimento:

Equipe de TI.

#### 5. Materiais a serem utilizados:

Computador, acesso ao sistema Camim, ao sistema da Enfermagem e a internet.

#### 6. Descrição das atividades a serem desenvolvidas:

6.1 Primeiro passo é escolher uma matrícula, de preferência, uma matrícula de teste.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Código:	Data de Emissão:	Próxima Revisão:	Versão Nº	Páginas:
TI – 064/2021	30/07/2021	26/01/2022	2.0	2 de 7


6.2 Depois é preciso ir ao f5 e certificar que a matrícula escolhida possui o campo “WhatsApp” preenchido, com um número disponível para esse teste.


6.3 Após, é necessário lançar qualquer exame pelo f6 na matrícula escolhida. Segue alguns exemplos: hemograma, glicose, ureia, raio X, entre outros.

6.4 Ao fazer o lançamento, agora, é preciso “coletar”, lembrando que é um teste.


6.5 Para fazer a “coleta” é necessário acessar o sistema da enfermagem, que fica no seguinte caminho: NomedoServidor\camim\ENFERMARIA\_COLETA

6.6 Quando conseguir o acesso, pode escolher qualquer sala e clicar



 <b>QUEM TEM SAÚDE É MAIS FELIZ.</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>			
<b>Código:</b>  <b>TI – 064/2021</b>	<b>Data de Emissão:</b>  30/07/2021	<b>Próxima Revisão:</b>  26/01/2022	<b>Versão Nº</b>  <b>2.0</b>	<b>Páginas:</b>  3 de 7

6.7 Ao clicar, irá aparecer a seguinte tela:



Data	Hora	Matrícula	Paciente	Idade	Urgente/Prioridade	Assente
30/07/2021 (3)						
3449350	11:24	73783	MARIA IGES FAGUNDES	57	PREVENTIVO	
3449351	11:25	53701	MARIA DE FATIMA DE SOLEA	48	PREVENTIVO	
3449389	11:58	666666	DEPENDENTE DE TESTE DA CAMILA	22	GLICOSE -	


Data : 30/07/2021 (3)  
 Hora : 11:24  
 Matrícula : 73783  
 Paciente : MARIA IGES FAGUNDES  
 Idade : 57  
 Urgente/Prioridade : PREVENTIVO  
 Assente :

6.8 A partir, é preciso selecionar “Pendentes” para conseguir visualizar o lançamento feito

6.9 Ao visualizar a possível lista, selecione o paciente que foi escolhido para fazer esse teste.

6.10 Quando selecionar o paciente, é necessário colocar o usuário e senha.

6.11 Após, será preciso coletar, para isso é necessário selecionar os exames e clicar em f12 para confirmar a coleta dos exames.


	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>			
<b>Código:</b>  <b>TI – 064/2021</b>	<b>Data de Emissão:</b>  30/07/2021	<b>Próxima Revisão:</b>  26/01/2022	<b>Versão Nº</b>  <b>2.0</b>	<b>Páginas:</b>  4 de 7



6.12 Depois, irá aparecer um pop up para confirmar a coleta, clique em “Sim”, mas quando aparecer o pop up para confirmar a impressão de etiqueta clique em “Não”.

6.13 Agora, é só fechar o sistema da enfermagem e abrir o sistema da camim.

6.14 Após abrir o sistema camim, é preciso acessar o menu “Laboratório” e selecionar “Exames”. Aparecerá a seguinte tela:



6.15 O próximo passo, é preciso preencher o campo talão, ou seja, o código do lançamento do exame.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**

**TI – 064/2021**

**Data de Emissão:**

30/07/2021

**Próxima Revisão:**


26/01/2022

**Versão Nº**


**2.0**

**Páginas:**

5 de 7



6.16 Ao visualizar o exame de teste, clique duas vezes. Acessando a tela abaixo:



6.17 Selecione o exame e clique no menu “Abrir”.

6.18 Quando aparecer a seguinte tela, preencha com um resultado qualquer de exame, pois é um teste.



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**

**TI – 064/2021**

**Data de Emissão:**

30/07/2021

**Próxima Revisão:**

26/01/2022

**Versão Nº**

**2.0**

**Páginas:**

6 de 7

Grupo	PROTEÍNA I	PROTEÍNA II	PROTEÍNA III	PROTEÍNA IV	PROTEÍNA V	PROTEÍNA VI	PROTEÍNA VII	PROTEÍNA VIII	PROTEÍNA IX	PROTEÍNA X
Série	PROTEÍNA I	PROTEÍNA II	PROTEÍNA III	PROTEÍNA IV	PROTEÍNA V	PROTEÍNA VI	PROTEÍNA VII	PROTEÍNA VIII	PROTEÍNA IX	PROTEÍNA X
Material	35,00	30,00	35,00	30,00	15,00	50,00	15,00	50,00	10,00	50,00

6.19 Após preencher o resultado, clique em “Liberar Resultado” na parte inferior da tela e clique em “Salvar”.

6.20 Depois volte na tela “EXAMES”, selecione o exame de testes.

6.21 Após, clique no menu “Tarefas” e selecione a opção “Liberar Resultado”.

Grupo	PROTEÍNA I	PROTEÍNA II	PROTEÍNA III	PROTEÍNA IV	PROTEÍNA V	PROTEÍNA VI	PROTEÍNA VII	PROTEÍNA VIII	PROTEÍNA IX	PROTEÍNA X
Série	PROTEÍNA I	PROTEÍNA II	PROTEÍNA III	PROTEÍNA IV	PROTEÍNA V	PROTEÍNA VI	PROTEÍNA VII	PROTEÍNA VIII	PROTEÍNA IX	PROTEÍNA X
Material	35,00	30,00	35,00	30,00	15,00	50,00	15,00	50,00	10,00	50,00

6.22 Para enviar a mensagem é necessário rodar o robô, que fica no seguinte caminho:


<\\\\NomedoServidor\\camim>



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

<b>Código:</b> <b>TI – 064/2021</b>	<b>Data de Emissão:</b> 30/07/2021	<b>Próxima Revisão:</b> 26/01/2022	<b>Versão Nº</b> <b>2.0</b>	<b>Páginas:</b> 7 de 7
--	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

6.23 Por fim, ao acessar a pasta, rode o robô “ZapExameLiberado” e aguarde a mensagem chegar no número da matrícula escolhida.



### 7. Atenção a pontos importantes:

7.1 É necessário possuir um usuário e senha para utilizar o sistema da coleta, caso contrário, não será possível realizar o teste.

7.2 Não é necessário imprimir a etiqueta do paciente, porque esse processo é um teste e o foco não é a impressão da etiqueta.

### 8. Resultados esperados:

Êxito no teste, realizar de forma correta.

### 9. Referências: Não se aplica.

<b>Elaborado por:</b> Ana Carolina	<b>Revisado por:</b>	<b>Aprovado por:</b> Gabriel Azevedo
---------------------------------------	----------------------	---