



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

Código:
TI – 069/2021

Data Emissão:
06/08/2021

Próxima Revisão
12/01/2022

Versão nº
1.0

Páginas:
5

ALTERANDO DADOS DE EXAME DE RAO X NO MEDICENTER

1. DEFINIÇÃO

Explicar como alterar informação como nome do paciente, id do exame, data de nascimento etc., no MediCenter.

2. OBJETIVOS

Definir padrões para alteração de dados de exame de raio x no MediCenter.

3. INDICAÇÃO

Quando algum dado do paciente como nome, data de nascimento, número do talão, estiver errado.

4. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO


Equipe de TI.

5. MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS:


Nenhum.

6. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS


6.1 Abra a *Conexão de Área de Trabalho Remota* e acesse o servidor de raio x;




6.2 Na Área de notificação, no canto inferior direito, dê um clique com o botão esquerdo no ícone do MediCenter;




6.3 Clique em Alteração;




6.4 Digite o login e senha de acesso;




6.5 Clique em *Alteração de exame*;



6.6 Na caixa de texto, digite o número do talão, sem a letra, e clique em *Procurar*. Dê dois cliques no nome do paciente ou selecione e clique em *Alterar*;



6.7 Altere os dados. É necessário preencher o *Motivo da alteração* para que seja possível salvar. Clique em *Alterar*.



7 ATENÇÃO A PONTOS IMPORTANTES

Não se aplica.

8 RESULTADOS ESPERADO

Alterar algum dado errado no exame de raio x do paciente.

9. REFERÊNCIAS:

Não se aplica.

<p>Elaborado por:</p> <p>Fábio Nascimento</p>	<p>Revisado por:</p> <p>Ana Carolina</p>	<p>Aprovado por:</p> <p>Gabriel Azevedo</p>
--	---	--